

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://gigrotermon.nt-rt.ru> || эл. почта: umc@nt-rt.ru

Датчик температуры малоинертный, цифровой 1w-ds18s20-ink



Разработан для использования в инкубаторах и др. объектах, где требуется минимальная температурная инертность. Диапазон измерений (-55...+125)°C; Дискретность 0.0625°C. После калибровки в составе комплекса ГИГРОТЕРМОН обеспечивает точность измерений $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ на диапазоне (35... +39)°C.

Вариант комплектации комплекса ГИГРОТЕРМОН «Инкубатор»

Предназначен для дублирующего автоматизированного контроля, отображения и регистрации параметров температуры и относительной влажности в инкубаторах.

Высокая точность, надежность и стабильность измерений по обоим параметрам подтверждена многолетним опытом эксплуатации в инкубаторах на многих птицефабриках России.

Комплекс позволит контролировать и оперативно выявить отклонения параметров, а так же вести электронный архив температурного и влажностного историй.

Зарегистрированные комплексом данные, по точности измерений, пригодны в т.ч. для выполнения диагностики работоспособности регулирующего оборудования инкубаторов или другой климатической техники:

- высокая точность измерений (по температуре $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; по относительной влажности $\pm 3,0\%$) и малая инертность датчиков оперативно выявят самые незначительные отклонения;
- наличие двух настраиваемых каналов для управления, в т.ч. один для подключения сигнализации;
- возможность объединения множества приборов ГИГРОТЕРМОН в сеть по проводной или беспроводной линии связи для мониторинга и контроля параметров (с архивацией) на ПК диспетчера. Длина линии связи – до 7 км. (при использовании радиомодемов);
- двухцветный (зеленый/красный) яркий светодиодный дисплей с крупными цифрами;
- все подключаемые датчики – цифровые сертифицированы в РФ.